



Полиры и щетки для профилактической гигиенической обработки

new

Полиры для профилактических мероприятий со сменной рабочей частью



Применяются с полирующей пастой
желтая - жесткая
белая - средняя
розовая - мягкая



Ø рабочей части ISO	050	060	060	060
Длина рабочей части, мм	7,0	9,2	9,2	9,2
Код по каталогу NPI	M037	P1253	P1251	P1252

⌚ опт.. 1.500 об/мин макс.10.000 об/мин



Сменные головки с резбой

желтая - жесткая
белая - средняя
розовая - мягкая



Ø рабочей части ISO		060	060	060
Длина рабочей части, мм		9,5	9,5	9,5
Код по каталогу NPI	M4039	P1245	P1243	P1244

⌚ опт.. 1.500 об/мин макс.10.000 об/мин



Применяются с полирующей пастой
желтая - жесткая
белая - средняя
розовая - мягкая



Ø рабочей части ISO	060	060	060
Длина рабочей части, мм	10,0	10,0	10,0
Код по каталогу NPI	P1242	P1240	P1241

⌚ опт.. 1.500 об/мин макс.10.000 об/мин



Щетки

Сменные головки с резбой

желтая - жесткая
белая - средняя
розовая - мягкая



Ø рабочей части ISO	045	070	045	070	045	070	
Длина рабочей части, мм	7,0	5,0	7,0	5,0	7,0	5,0	
Код по каталогу NPI	P1485	P1486	P1480	P1481	P1482	P1483	M4039

⌚ опт.. 1.500 об/мин макс.10.000 об/мин

Нейлоновые щеточки для профилактики



Для гигиенических
и профилактических работ.
Белые - средняя жесткость



Ø рабочей части ISO	045	045	070	020
Длина рабочей части, мм	7,0	7,0	5,0	3,5
Код по каталогу NPI	P1255	P1256	P1257	P1254

⌚ опт.. 2.000 об/мин макс.10.000 об/мин



Для гигиенических
и профилактических работ.
Желтые - жесткие



Ø рабочей части ISO	045	045	070	020
Длина рабочей части, мм	7,0	7,0	5,0	3,5
Код по каталогу NPI	P1475	P1476	P1477	P1478

⌚ опт.. 2.000 об/мин макс.10.000 об/мин



Для гигиенических
и профилактических работ.
Розовые - мягкие



Ø рабочей части ISO	045	045	070	020
Длина рабочей части, мм	7,0	7,0	5,0	3,5
Код по каталогу NPI	P1470	P1471	P1472	P1473

⌚ опт.. 2.000 об/мин макс.10.000 об/мин




Для окклюзионной области
Пропитанные карбидом
силикона. Мягкие.



Ø рабочей части ISO	050	050	070
Длина рабочей части, мм	6,0	6,0	5,0
Код по каталогу NPI	P1500	P1501	P1502

⌚ опт.. 5.000 об/мин макс.10.000 об/мин



Полиры и Абразивы для стоматологов (угловой наконечник RA)



Полиры и щетки для профилактической гигиенической обработки

new



Щетки
Сменные головки

белая - средняя жесткость

Ø рабочей части ISO	050	050	050
Длина рабочей части, мм	7,0	7,0	7,0
Код по каталогу NTI	M037	P1490	P1491

⌚ макс. 1.500 об/мин макс.12.000 об/мин



Чашеобразная щетка из натуральной щетины.



Щетка поля в центре, для полирования амальгамы и сплавов благородных металлов с применением полирующих паст

Ø рабочей части ISO	060
Длина рабочей части, мм	6,0

Код по каталогу NTI P1258

⌚ макс. 2.000 об/мин

NTI ProphylaxeMaster

Предназначены для устранения зубного камня и зубного налета, без применения полировочной пасты, при помощи абразива, входящего в состав материала полира.

Ø рабочей части ISO	050	030	060	060	060
Длина рабочей части, мм	10,0	6,0	10,0	10,0	9,0
Код по каталогу NTI	P1232	P1233	P1235	P1238	P1239

⌚ макс. 5.000 об/мин

Набор для профилактики № 1

Набор для профилактики № 2



Set -1643



Set -1644

Универсальные полиры с широким спектром применения

Универсальные силиконовые полиры.
NTI Uni White (белый)
мелкая зернистость, для полирования сплавов благородных металлов, цементов, амальгамы.
NTI UniBlack (черный)
для полирования любых металлов и сплавов.

NTI Uni White (белый)

NTI UniBlack (черный)



Ø рабочей части ISO	055	050	050	030	085	060	100	050	030	060
Длина рабочей части, мм	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	10,0	6,0	10,0
Код по каталогу NTI	P0530	P0531	P0532	P0533	P0534	P0535	P0536	P0432	P0433	P0435

⌚ макс. 5.000 об/мин - 7.000 об/мин

Абразивные инструменты на керамической связке **АРКАНЗАС** - контуринг композитных пломб



FG - турбинный наконечник
В упаковке 12 или 100 шт.

Ø рабочей части ISO	025	025	030
Длина рабочей части, мм	6,0	7,0	
Турбинный наконечник	FG	FG	FG
Код по каталогу NTI	NAS01	NAS02	NAS06

⌚ макс. 120.000 об/мин



RA - угловой наконечник
В упаковке 12 или 100 шт.

Ø рабочей части ISO	025	025	030
Длина рабочей части, мм	6,0	7,0	
Угловой наконечник	RA	RA	RA
Код по каталогу NTI	NAS11	NAS12	NAS16

⌚ макс. 5.000 - 30.000 об/мин



REF Set-1643



REF Set-1644

Prophylaxe Sets

Prophylaxe Set 1

Set-1643

Набор включает все необходимые для профилактики, а также для полирования пломб инструменты.

Для снятия зубного камня и зубного налета предлагаются голубые полиры NTI ProphylaxeMaster. Альтернативный вариант щетки и белый съемный полир SnapOn

с использованием полировочных паст.

Поверхность любого композита полируется желтыми полирами NTI Unique.

Для золота, амальгам и благородных сплавов в наборе есть двухшаговая система полиров NTI EpsiPol. Коричневые для предварительного и зеленые для окончательного полирования.

Prophylaxe Set 2

Set-1644

Набор включает все необходимые инструменты для профилактики. Для снятия зубного камня и зубного налета предлагаются голубые полиры

NTI ProphylaxeMaster.

При применении щеток и белого съемного полира SnapOn можно использовать полирующие пасты.

Prophylaxis Set 1 Set-1643

A complete set for cleaning and polishing teeth, amalgam and composite fillings and precious metal alloys.

The snap-on polishers are used with polishing paste for polishing teeth. The reusable mandrel makes the polishers highly cost-effective.

Abrasive material is integrated in the blue prophylactic polishers. Polishing paste is not therefore required. With very stubborn deposits, polishing paste can be used to increase the polishing capacity.

The small nylon brushes are used with polishing paste. They are ideal for use in the occlusal area and interdental spaces.

The NTI EpsiPol is suitable for use on all precious and semi-precious metal alloys as well as amalgams. The brown prepolisher removes scratches and the green polisher produces a perfect lustre.

The yellow Unique polisher is a diamond-coated one-step polisher for composite fillings. The selected diamond grit allows all types of composite to be polished with a single polisher. This reduces costs and the time required for polishing.

The newly developed silicone binder, which combines flexibility with stability, can be used in all areas and prevents damage to the composite surface.

Prophylaxis Set 2 Set-1644

This prophylactic set is a complete set just for cleaning teeth.

This combination of snap-on polisher, blue prophylactic polisher and small nylon brush facilitates polishing. Different shapes allow use on any type of tooth.