

## Твердосплавные хирургические инструменты (H)

При заказе укажите код инструмента, например:  
**H141-014-FGXL** или **H141A-023-RAL** и т.д.

Обозначения:

- ∅ - Диаметр рабочей части (ISO)
- L - Длина рабочей части (мм)
- HP, RAL, FGXL - Типы хвостовика
- Скорость вращения, об/мин




Длина хвостовика:

HP	44,5 мм
RAL	26 мм
RAXL	34 мм
FGXL	25 мм
FGXXL	30 мм

**Основное преимущество:**  
 высокие стабильность и режательная способность, длительный срок службы.

### Фрезы для кости ALLPORT

#### H141




∅	L	010	014	018	021	023	025	027	029	031	035	040
HP		010	014	018		023	025	027	029	031	035	040
RAL		010	014	018		023	025					
RAXL			014	018		023						
FGXL			014	018	021	023						

HP, RAL, RAXL max. 3.000; хвостовик FGXL - микрометр (красный), max. 160.000

### Фрезы для кости ALLPORT

#### H141A



∅	L	023	027	031	035	040	050
HP		023	027	031	035	040	050
RAL		023					
RAXL		023			035		

HP, RAL, RAXL max. 3.000

### Фрезы для кости LINDEMANN

#### H161



∅	L	016
HP	9,0	016
FGXL		016

HP max. 3.000  
 FGXL max. 160.000

#### H162



∅	L	016
HP	9,0	016
RAL		016
FGXL		016

HP, RAL max. 3.000  
 FGXL max. 160.000

#### H166



∅	L	021
HP	10,0	021
RAL		021
RAXL		021

max. 3.000

#### H167



∅	L	023
HP	10,0	023

max. 3.000

### Фрезы для кости

#### H162A



∅	L	016
HP	10,0	016
RAXL		016
FGXL		016
FGXXL		016

HP, RAL max. 3.000  
 FGXL, FGXXL - max. 160.000

#### H166A



∅	L	021
HP	10,0	021

max. 3.000

#### H267



∅	L	016
FGXL	9,0	016

микрометры - max. 160.000

### Специальные фрезы

#### H151



∅	L	015
FGXL	11,0	015
FGXXL		015

микрометры - max. 160.000

#### H269



∅	L	016
HP	11,0	016
RAXL		016
FGXL		016
FGXXL		016

HP, RAL max. 3.000

#### H254



∅	L	010
FGXL	6,0	010
FGXXL		010

микрометры - max. 160.000



#### H269GK



∅	L	016
FGXL	9,0	016

микрометры - max. 160.000

#### H560




∅	L	008
FGXXL	4,0	008

микрометры - max. 160.000

Фреза для пластинчатых имплантатов

Эндобор - для вскрытия устья канала

Эндобор - для вскрытия устья канала




## Хирургические инструменты



### Хирургические инструменты из нержавеющей стали (RF)

#### Фрезы для кости LINDEMANN

 <b>RF161</b>	 <b>RF162</b>	 <b>RF163</b>												
<table border="1"> <tr><td>∅</td><td>016</td></tr> <tr><td>L</td><td>9,0</td></tr> </table> <b>RF161-016-HP</b>	∅	016	L	9,0	<table border="1"> <tr><td>∅</td><td>016</td></tr> <tr><td>L</td><td>9,0</td></tr> </table> <b>RF162-016-FGXL</b>	∅	016	L	9,0	<table border="1"> <tr><td>∅</td><td>014</td></tr> <tr><td>L</td><td>5,0</td></tr> </table> <b>RF162-016-HP</b>	∅	014	L	5,0
∅	016													
L	9,0													
∅	016													
L	9,0													
∅	014													
L	5,0													
max. 3.000	max. 160.000	max. 3.000												



**Основное преимущество:**  
Монолитность и высокая эластичность.

### Алмазные хирургические инструменты (CDS)



Прочное и суперпрочное зерно.  
Основное преимущество: сверхвысокая резательная способность и длительный срок службы.

**Зернистость:**

- - C, крупное зерно, 151 мкм
- - SC, сверхкрупное зерно, 181 мкм

**Скорость вращения:**

Компактная кость (Компакта): 20.000 – 120.000  
Спонгиоз: 10.000 – 30.000

об/мин  
об/мин

При заказе укажите код инструмента, например:  
CDS1-016SC-FG или CDS1-016C-RA и т.д.

<b>CDS1</b>	<b>CDS1</b>																																								
<table border="1"> <tr><td>∅</td><td>016</td><td>018</td><td>021</td></tr> <tr><td>L</td><td>12,0</td><td>12,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>FG</td><td>016</td><td>018</td><td>021</td></tr> <tr><td>FGL</td><td>016</td><td>018</td><td>021</td></tr> <tr><td></td><td>■ ■</td><td>■ ■</td><td>■ ■</td></tr> </table>	∅	016	018	021	L	12,0	12,0	12,0	FG	016	018	021	FGL	016	018	021		■ ■	■ ■	■ ■	<table border="1"> <tr><td>∅</td><td>018</td><td>021</td><td>023</td></tr> <tr><td>L</td><td>12,0</td><td>12,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>RA</td><td>018</td><td>021</td><td>023</td></tr> <tr><td>HP</td><td></td><td>021</td><td>023</td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>	∅	018	021	023	L	12,0	12,0	12,0	RA	018	021	023	HP		021	023		■	■	■
∅	016	018	021																																						
L	12,0	12,0	12,0																																						
FG	016	018	021																																						
FGL	016	018	021																																						
	■ ■	■ ■	■ ■																																						
∅	018	021	023																																						
L	12,0	12,0	12,0																																						
RA	018	021	023																																						
HP		021	023																																						
	■	■	■																																						

### Tissue Trimmer - Тканевый Триммер для операций на мягких тканях полости рта

Код по каталогу  
249-016-FG, 250-016-FG

**Область применения:**

- Моделирование десны
- Расширение края десны (Sulkus) для снятия слепков
- Обнажение глубоких полостей шейки зуба
- Удаление бугорков
- Обнажение внутрикостных имплантантов и непрорезывающихся зубов
- Рабочая скорость вращения: 300.000 – 500.000 об/мин

**Внимание!**

Применять без охлаждения жидкостью, добиваться максимальной сухости в рабочей области!



Набор Тканевых Триммеров SET-1611

